



Quick guide til Prima Pad:



Madrassen placeres 2 cm ud (et fingerled) over kanten på lejet ved numserunding

- Da det er hud på PrimaPad, der medfører, at pt. ligger stabilt **SKAL** ryg og numse være bar.
- HUSK: Brystremmen. Især når pt. skal vippes til en af siderne. Sæt remmen på lejet fra start.
- Vær særligt OBS på at placere patientens numsen et godt stykke ud over kanten



- Især til pt. med en BMI på over 30, anbefaler vi;
- Grundet centrifugalkraften anbefales det, at vippe pt. i tempi. Start med 5-7 grader, vent et par sekunder - lad pt. synke på plads, fortsæt til ønsket grad er opnået
- Man kan forvente at pt. flytter sig ca. 3-5 cm i deres egen hudsæk.
- Vejer patienten under 40 kg skal man være varsom, da patientens vægt ikke trykker nok ned i madrassen. Skulderpuder skal bruges som sikkerhed.