

Eksempler på rengøring, desinfektion og skiftefrekvens af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

PEEP- sæt/husmandsfløjte	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøres og desinficeres ved synlig forurening, dog mindst hver 7. dag
PEEP maske	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøres og desinficeres dagligt samt ved synlig forurening
CPAP Whisperflow og CPAP Easy	<ul style="list-style-type: none"> • Maske, modstand og filter, der er placeret tæt ved patienten, rengøres og desinficeres eller skiftes ved synlig forurening én gang dagligt samt mellem hver patient • Slinger og andet udstyr, der er placeret efter filtret, skiftes ved synlig forurening, dog minimum hver 7. dag samt mellem hver patient • Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes mellem hver patient eller efter producentens anvisning • De udvendige dele rengøres dagligt
CPAP Escape S8	<ul style="list-style-type: none"> • Maske, modstand og filter, der er placeret tæt ved patienten, rengøres og desinficeres eller skiftes ved synlig forurening, én gang dagligt samt mellem hver patient • Slinger og andet udstyr, der er placeret efter filtret, skiftes ved synlig forurening, dog minimum hver 7. dag samt mellem hver patient • Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes mellem hver patient eller efter producentens anvisning • Filter i maskindelen skal observeres og udskiftes, hvis der er huller eller blokeringer af snavs og støv. Udskiftes mindst hver 6. måned • De udvendige dele rengøres dagligt
Manometer til modstandsmåling	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøres mellem hver patient
Saturationsmåler	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøres mellem hver patient
Jæger lungefunktionsapparat	<ul style="list-style-type: none"> • Udstyr og filter, der er placeret tæt ved patienten, rengøres og desinficeres eller skiftes én gang dagligt samt ved synlig forurening • Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes dagligt eller efter producentens anvisning
Digital vitalograf	<ul style="list-style-type: none"> • Filter og mundstykke skiftes mellem hver patient • De udvendige dele rengøres mellem hver patient, dog minimum én gang dagligt
Vitalograf	<ul style="list-style-type: none"> • Ved filter placeret tæt ved patienten, skal mundstykke og filter skiftes mellem hver patient • Ved filter placeret tæt ved maskindelen, skal mundstykke og slange skiftes mellem hver patient. Filter skiftes dagligt eller efter producentens anvisning • De udvendige dele rengøres mellem hver patient
Peak Flow Meter	<ul style="list-style-type: none"> • Peak Flow Meter er "<i>single patient use</i>" og kasseres efter hver patient
In-check dial	<ul style="list-style-type: none"> • Ænvejsmundstykker med filter kasseres mellem hver patient • De udvendige dele rengøres mellem hver patient
Turbuhaler træningsfløjte	<ul style="list-style-type: none"> • Er "<i>single patient use</i>" og kasseres eller rengøres ved synlig forurening
Medincinforstøvere, f.eks. Portaneb og lignende	<ul style="list-style-type: none"> • Retningslinje 8.13

Volumatic	<ul style="list-style-type: none"> • Kan rengøres og desinficeres i opvaskedekontaminator, men platen kan forandre struktur, hvorfor det anbefales, at Volumatic/Nebulator kun anvendes som <i>"single patient use"</i>
NES-spacer	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøres og desinficeres i opvaskedekontaminator mellem hver patient • Ventil-mundstykkerne kasseres mellem hver patient
Aerochamber	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruktionen vanskeliggør rengøring og desinfektion i opvaskedekontaminator, hvorfor det anbefales, at Aerochamber kun anvendes som <i>"single patient use"</i> • Udformningen bevirker, at Aerochamber er svær at tørre, og der kan ved anvendelse gennem længere tid være risiko for udvikling af svamp
Babyhaler	<ul style="list-style-type: none"> • Kasseres mellem hver patient. Der er risiko for udvikling af svamp, hvis ikke rengøringsvejledningen følges • Babyhaler skal rengøres, før den tages i brug for at undgå statisk elektricitet
Turbohaler	<ul style="list-style-type: none"> • Turbohaler anvendes kun som <i>"single patient use"</i>
Discos	<ul style="list-style-type: none"> • Discos anvendes kun som <i>"single patient use"</i>
Koldtvandsfugtere	<ul style="list-style-type: none"> • Iltkateter skiftes ved synlig forurening og mellem hver patient • Når fugteren ikke er i brug, skal fugterens slangestuds beskyttes mod forurening • Skiftes efter producentens anvisning
Varmtvandsfugtere (f.eks. Lomholt)	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal anvendes sterilt vand i fugter • Fugter, vandkammer og slangesystem skal rengøres og desinficeres i opvaskedekontaminator eller skiftes ved synlig forurening. Vedr. skiftefrekvensen skelnes der mellem lukkede og åbne systemer <ul style="list-style-type: none"> a) Et lukket system, hvor sterilt vand automatisk tilføres til fugter via et dropsæt, skiftes hver 7. dag b) Et åbent system, hvor systemet adskilles for at tilføre sterilt vand, skiftes hver 3. dag • Maske rengøres og desinficeres én gang i døgnet • Næsekateter kasseres én gang i døgnet • De udvendige dele rengøres dagligt • At udstyr skiftes mellem hver patient