


LATITUDE GSM opsætning

1. Tilslut Telefonkablet.
2. Tilslut strømforsyningerne.
Vent 60 sek. mens systemet starter op.
3. Følg instrukserne på skærmen.



1 Dansk?

2 Dansk?

3 Du bliver ført gennem aktiviteter for at sikre, at Communicator er installeret korrekt.

4 Vælg først det land, du befinder dig i for øjeblikket.

5

6 Du er i Danmark Er det korrekt?

7 Communicator ringer nu til LATITUDE.

8 Vent mens der ringes op til LATITUDE. Sender info...

9 Næste trin er en aflæsning. Info indsamles fra enhed. Tryk på rund blå knap for at fortsætte

10 Du har bedt om at aflæse enheden. Ring til lægen hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp.

11 Tryk på "Begynd" for at starte aflæsningen.

12 Aflæsning i gang. Ophold dig højst en meter fra din Communicator.

13 Installationen er fuldført ingen yderligere handling nødvendig nu.

14 Fre 28/1/13 11:45 Næste planlagte aflæsning: 23/7/13