

VPAP kl.						
Flow ilt l/min.						
Funkt.	S/T	S/T	S/T	S/T	S/T	S/T
IPAP						
EPAP						
Resp. fr.	10	10	10	10	10	10
Ti max. (efter tabel)						
Ti min.						
Stigningstid	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms
Trigger	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.
Cyklus	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.
Maks. rampe	Fra	Fra	Fra	Fra	Fra	Fra
Start EPAP	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0
Maske	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face
Slange	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
AB-filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ekstern fugter	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

VPAP kl.						
Flow ilt l/min.						
Funkt.	S/T	S/T	S/T	S/T	S/T	S/T
IPAP						
EPAP						
Resp. fr.	10	10	10	10	10	10
Ti max. (efter tabel)						
Ti min.						
Stigningstid	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms
Trigger	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.
Cyklus	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.	Med.
Maks. rampe	Fra	Fra	Fra	Fra	Fra	Fra
Start EPAP	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0	Evt. 4,0
Maske	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face
Slange	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
AB-filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ekstern fugter	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej