

Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper og andre prøver uden CPR-nummer (id-rekvisition)



Indholdsfortegnelse

Beskrivelse	1
Første e-rekvisition på endoskop/ID.....	1
Sådan tilføjes/fjernes endoskop/ID til patientlisten i KMA web-svar	2
Efterfølgende e-rekvisitioner på endoskop/ID	3
Fremsøgning af prøvesvar på ID-rekvisitioner	4
Adgang til ID-rekvisition	4
Definition af begreber.....	4
Målgruppe – modtagelse.....	4
Formål	4
Referencer	4

Beskrivelse

Første e-rekvisition på endoskop/ID

1. Log på [KMA web-svar / WWBakt](#):

ESA:  KMA-Websvar (wwBakt) Alm. skrivebord:  KMA web-svar

Der anvendes personligt logon. Brugernavn = 4-tegns alias, adgangskode bestemmes af bruger og følger ikke PC-logon

2. Vælg fanen "REKVIRER PRØVER":

REKVIRER
PRØVER

3. Vælg "Ny id-rekvisition"

Ny id-rekvisition

4. Udfyld Id-felt og Navne-felt:

4.1. Ved endoskoper er Id = endoskopets type- og serienummer + Navne-felt = skoptype

(NB! Id skal indtastes uden mellemrum – brug evt. bindestreg til adskillelse)

4.2. Ved andre prøver uden CPR-nr., skal man konstruere et unikt ID. Kontakt gerne Klinisk Mikrobiologi for nærmere aftale


(NB! ID'et skal være unikt og uden mellemrum, da prøvesvar samles på dette i lighed med et CPR-nr.)

Objekt	Id	Navn
	TEST-800-300 x	KOLOSKOP

(Hvert speciale har kun 1 rekvisitkode til endoskoper. Har i flere afsnit med endoskoper, kan i evt. angive afsnit i navnefelt i parentes)

(Felterne skal kun udfyldes manuelt på første e-rekv. på det aktuelle endoskop/ID)

5. Vælg materiale, lokalisation og undersøgelse via "Favoritliste" eller "Vælg" (eks. Skyllevæske – Endoskop – Kvalitetskontrol)




OBS ved bestilling af skyllevæsker, skal der i anamnesefeltet noteres, hvilken kanal væsken er fra.

6. Besvar antibiotikaspørgsmål, sæt flueben i "Godkend" og tryk "Send og udskriv"
7. Stregkode markeret med A i højre side af PTB-blanketten klistres på langs ad prøverøret
8. Indsend prøve, men gem PTB-blanket eller som minimum en ID-label fra PTB'en, da du skal bruge denne til tilføjelse til din patientliste


Sådan tilføjes/fjernes endoskop/ID til patientlisten i KMA web-svar


Når Klinisk Mikrobiologi har modtaget og indregistreret første e-rekvisition på aktuelt endoskop/ID, kan du tilføje dit endoskop/ID til din patientliste således:

1. Indtast det aktuelle ID i feltet "CPR-nummer" og tryk <enter>/Søg. Vælg aktuelt ID i listen over søgeresultater




2. Tryk på knappen med sengen  og efterfølgende OK for at tilføje ID til patientlisten



For at fjerne et ID fra patientlisten, vælger man aktuelt ID på listen og trykker på knappen med seng inkl. rødt plus 

Efterfølgende e-rekvisitioner på endoskop/ID

1. Log på [KMA web-svar / WWBakt](#):

ESA:  KMA-Websvar (wwBakt)

Alm. skrivebord: 

Der anvendes personligt logon. Brugernavn = 4-tegns alias, adgangskode bestemmes af bruger og følger ikke PC-logon.

2. Vælg aktuelt endoskop/ID på din patientliste i venstre side

Patientliste for: Heine

TEST-300-5000 GASTROSKOP
TEST-800-3000 KOLOSKOP
aftrykspl-nukl AFTRYKSPLADER (ALB NUKLEARMEDICINSK AMB)
knoglekit-nukl KNOGLEKIT (ALB NUKLEARMEDICINSK AMB)
nedfaldsp-nukl NEDFALDSPLADER (ALB NUKLEARMEDICINSK AMB)
test-800-80000 KOLOSKOP

3. Vælg fanen "REKVIRER PRØVER":

REKVIRER
PRØVER

4. Vælg "Ny id-rekvisition"

Ny id-rekvisition

5. Indtast + i Id-felt og tryk <TAB>  på tastaturet. Felterne udfyldes herefter automatisk med valgte endoskop/ID

Mikrobiologisk rekvisition			
10.10.2016			
Rekvisition	Objekt	Id	Navn
		+ <input type="text"/> x	<input type="text"/>
	Rekvirent	KMA (intern bruger)	

6. Vælg materiale, lokalisation og undersøgelse via "Favoritliste" eller "Vælg" (eks. Skyllévæske – Endoskop – Kvalitetskontrol)

Ønsket undersøgelse

Prøvetype

Vælg **Favoritliste**

Sæt Skyllévæske - Endoskop - Kvalitetskontrol


Podning - Endoskop - Kvalitetskontrol

OBS ved bestilling af skyllevæsker, skal der i anamnesefeltet noteres, hvilken kanal væsken er fra.

7. Besvar antibiotikaspørgsmål, sæt flueben i "Godkend" og tryk "Send og udskriv"
8. Stregkode markeret med A i højre side af PTB-blanketten klistres på langs ad prøverøret

Fremsøgning af prøvesvar på ID-rekvisitioner

1. Vælg aktuelt endoskop/ID på patientlisten i venstre side



2. Fanen "VIS LABSVAR" åbnes herefter og prøverne listes i venstre side. Klik på aktuelt årstal i venstre side og aktuell prøve for at åbne svaret. Yderligere visnings-/sorteringsmuligheder findes via knapperne i venstre side

test-800-80000 KOLOSKOP

FIND PATIENT EPJ VHI VIS LABSVAR

Mikrobiologiske svar

• = Foreløbigt svar

2016

10.10.2016 Endoskop: D+R (Slutsvær 10.10.2016: NEGATIV)

Mikrobiologisk svar

10.10.2016 ENDOSKOP Endoskop

Modtaget: 10.10.2016

IDnr:

Primær procedurer: G-K: G+K: G+S: GÆR: G-S:

Resultat 2016 356: INGEN VÆKST EFTER 2 DØGN

3. Prøvesvarene bliver desuden sendt til postkasse/indbakke i fanen "POST" (se evt. [Vejledning i brug af KMA web-svar / WWBakt](#))

Adgang til ID-rekvisition

Rekvirentkoder, systemopsætning og brugeradgang oprettes og vedligeholdes af [Klinisk Mikrobiologi](#).

Definition af begreber

E-rekv. = elektronisk rekvisition

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale med ansvar for kvalitetssikring af fleksible endoskoper. Herudover andet personale som indsender prøver til Klinisk Mikrobiologi uden CPR-nummer.

Formål

Elektronisk rekvirering styrker patientsikkerheden og ensartethed af data, da det er rekvirentens oplysninger som registreres i systemet. Eftersom prøver uden CPR-nr. ikke indlæses i EPJ, så er det kun muligt at fremsøge svar via KMA web-svar. E-rekvirering giver rekvirenten en naturlig adgang til systemet, og dermed mulighed for at følge prøvehistorikken for hvert enkelt endoskop/ID.

Referencer

[Fleksible endoskoper, kvalitetssikring af genbehandling \(8.11.10\)](#), pri.rn.dk

[Rekvirer prøver mikrobiologi](#), pri.rn.dk

[Vejledning i brug af KMA web-svar / WWBakt](#), pri.rn.dk

[ID-rekvisition](#) (videovejledning), youtube.com