

Actioncard for hjemmesygeplejersker ved Midline-kateter

Midline betragtes som et langtidsholdbart PVK og behandles som sådan, med følgende tilføjelser:

- Kan anvendes i op til 29 dage.
- Hånddesinfektion / håndvask
- Injektionsport/membran desinficeres mekanisk med klorhexidinsprit 0,5% (uden glycerol) i min. 5 sek. før brug.
- Sikr at klemskrue ALTID er lukket, når kateteret er ”åbent”.
- Sprøjt igennem med 10 ml NaCl 0,9% - minimum 10 ml sprøjte
- Tilslut medicin
- Efter medicinadministration gennemskylles med 20 ml NaCl 0,9%.
- Hånddesinfektion / håndvask.

KATETER DER IKKE ER I BRUG

Skylles dagligt med 10 ml NaCl.

SKIFTNING OG SKYLLE RUTINER

- Injektionsmembran skiftes hver 7. dag eller ved synlig forurening/blod.
- Anvend altid 10 ml sprøjter.
- Skyl med 10 ml NaCl før, mellem og efter injektion eller infusion.
- Skyl med 2 x 10 ml NaCl efter blodprodukter.
- Forbinding og Statlock skiftes hver 7. dag, eller hvis urent eller beskadiget.

BLODPRØVETAGNING

Bør begrænses

BADNING

Klip plastpose til rør, sæt ud over forbinding og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET

Træk forsigtigt i venens retning. Påsæt steril plaster.

Kontroller at kateteret er helt. Komprimer 3-5 minutter

I TILFÆLDE AF TILSTOPNING - trin for trin

- Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.
- Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.
- En simpel gennemskylning med 10-20 ml NaCl kan være nok til at genoprette kateterets funktion.

For telefonvejledning

Ring til vagthavende anæstesisygeplejerske på Regionshospital Nordjylland, Klinik Anæstesi, Hjørring – telefonnummer 97641114