

Actioncard for hjemmesygeplejersker ved langtidsholdbart perifert anlagt centralt venekateter/lukket kateter - PICC-line

Hånddesinfektion / håndvask.

Injektionsport/membran desinficeres mekanisk med klorhexidin-sprit 0,5% i min. 5 sek. før brug.

Sikr at kateteret altid er monteret med Posiflow.

Træk tilbage (sikrer at katetret ligger korrekt).

Sprøjt igennem med 10 ml NaCl 0,9% - brug aldrig mindre en 10 ml sprøjte

Tilslut medicin.

Efter medicinadministration gennemskylles med 20-30 ml NaCl 0,9%.

Hånddesinfektion / håndvask

KATETER DER IKKE ER I BRUG

Skylles med NaCl 20-30 ml hver 7. dag.

SKIFTNING

Injektionsmembran Posiflow skiftes hver 7. dag, eller ved synlig forurening/blod.

Forbinding og Statlock skiftes ligeledes 1 gang om ugen, eller hvis urent eller beskadiget.

BADNING

Klip plastpose til rør, sæt ud over forbinding og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET

Træk forsigtigt i venens retning. Ved modstand prøv evt. at skylle eller varmt omslag på armen i 10 minutter. Komprimér 2-3 minutter.

Ved mistanke om infektion sendes kateterspidsen til dyrkning.

Kontroller at kateteret er helt svarende til antal cm

I TILFÆLDE AF TILSTOPNING - trin for trin

- Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.
- Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.
- Bed patienten løfte arme skiftevis, rejse sig, sætte sig, rømme sig.
- En simpel gennemskylning med 10-20 ml NaCl kan være nok til at genoprette kateterets funktion.
- Forsøg med 2 ml NaCl i 10 ml sprøjte; Træk stemplet let tilbage og slip. Undertrykket kan evt. gavne (= TOP-metoden)

For telefonvejledning

Ring til vagthavende anæstesisygeplejerske på Regionshospital Nordjylland, Klinik Anæstesi, Hjørring – telefonnummer 97641114