

Tjekliste (praktisk) til brug ved indkøb af steriliserbart medicinsk udstyr

<p>Funktion af udstyret vurderes</p> <p>Genbehandling vurderes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionelle aspekter • Infektionshygiejniske aspekter 	<p>Vigtige parter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinisk afdeling 2. Genbehandlingsenheden 3. Infektionshygiejnisk enhed <p>Udstyret må kun indkøbes, hvis det er godkendt af min. punkt 1 og 2</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt Varenummer Leverandør			Vurdering v/ (Dato, navn(e) og kontaktdata)		
Er følgende informationer til rådighed?	Ja	Nej	Kommentarer	Konklusion	Opfølgning
Dansk brugsanvisning					
Reservedelsliste					
Uddannelsesmateriale					
Testrapporter, valideringsrapporter og anden dokumentation for funktionalitet					
Testrapporter, valideringsrapporter og anden dokumentation for genbehandling					
Begrænsning for tålte antal genbehandlinger?					
UDI (er produktet sporbart?)					

Generelle forhold					
Skal udstyret adskilles i forbindelse med rengøring?					
Skal udstyret være samlet/adskilt i sterilisationsprocessen?					
Er der begrænsninger i forhold til antal genbehandlinger?					
Forbehandling, mekanisk rengøring, desinfektion					
Er manuel forbehandling nødvendig?					
Tåler udstyret neddykning?					
Tåler udstyret forbehandling i ultralydsrensere?					
Tåler udstyret afskyllning under rindende vand?					
Er der snævre kanaler, vanskeligt tilgængelige områder o.l., der kræver særlig opmærksomhed (og tid)?					
Produkt					
Er følgende informationer til rådighed?	Ja	Nej	Kommentarer	Konklusion	Opfølgning
Kan udstyret rengøres i en instrumentvaskemaskine, der er fremstillet i henhold til DS/EN ISO 15883?					
Tåler udstyret brug af alkalisk sæbe?					
Liste over de sæbeprodukter, som kan anvendes til maskinel rengøring					

Tåler udstyret anvendelse af afspændingsmiddel?					
Kan tilhørende instrumentbakke anvendes som vaskebakke? Instrumenterne skal efter rengøring i instrumentbakken kunne bestå en restproteintest i henhold til DS/EN ISO 15883-1, Annex C					
Tåler udstyret termisk desinfektion ved min. 90 °C?					
Kontrol og emballering					
Er vedligeholdelseskontrol/behandling nødvendig, fx smøring?					
Er der særlige forholdsregler for emballering af udstyret?					
Sterilisering					
Er udstyret autoklaverbart ved 134 °C?					
Tåler udstyret gas-/plasmasterilisering?					
Transport og opbevaring					
Er der særlige forholdsregler for transport og opbevaring af udstyret?					
Andet:					
Er udstyret accepteret af kliniker? Ja Nej Kontaktperson _____ Dato _____	Samlet vurdering Kan udstyret accepteres? Ja Nej			Dato _____ Ansvarliges sign. _____	