

Rygleje med venstre arm ind og skulderpuder



Opstilling/ anvendes til lejrings:

- Armboard til arm ind
- Tempur hovedpude med indhak til skulderpuder + 1 hovedpudebetræk
- 2 skulderpuder
- 2 stænger til skulderpuder + 2 stk. klodser dertil
- 1 narkosebøjle (den bøjelige)
- 1 armboard + 1 stofble til armboard
- 1 stk. sort lille strop til patientens arm
- 1 stofble som lægges mellem patientens arm og stroppen
- Tæpper til over patienten
- Lårrem (En håndsbredde over knæet)