

Spreddeben – lejrning med højre arm ind (begge arme ind) samt skulderpuder



Opstilling/anvendes til lejrningen:

- Lige ud leje med afmonteret hovedgærde (spørg narkosen om det kan afmonteres fra start)
- 1 lejelagen (blå stykke)
- Armbord til arm ind
- Tempur hovedpude med indhak til skulderpuder + 1 hovedpudebetræk
- 2 skulderpuder
- 2 stænger til skulderpuder + 2 stk. klodser dertil
- 1 narkosebøjle (den bøjelige)
- 1 armbord + 1 stofble til armbord
- 1 arm ind bord (ved begge arme ind, findes et ekstra armbord fra anden stue)
- 1 stk. sort lille strop til patientens arm
- 1 stofble som lægges mellem patientens arm og stroppen
- Tæpper til over patienten
- 4 lårstropper, 2 på hvert ben med gel puder under.