

GU – lejrning med højre arm ind samt skulderpuder



Opstilling/anvendes til lejrningen:

- Lige ud leje med afmonteret hovedgærde (spørg narkosen om det kan afmonteres fra start)
 - 1 lejelagen
 - Armbord til arm ind
 - Spilerdug (bruges hvis narkosen vil have hovedgærdet på fra start)
 - Tempur hovedpude med indhak til skulderpuder + 1 hovedpudebetræk
 - 2 skulderpuder
 - 2 stænger til skulderpuder + 2 stk. klodser dertil
 - 1 narkosebøjle (den bøjelige)
 - 1 armbord + 1 stofble til armbord
 - 1 stk. sort lille strop til patientens arm
 - 1 stofble som lægges mellem patientens arm og stroppen
 - 2 benstøvler + 2 stk. klodser dertil
 - Tæpper til over patienten
-