

Buglejring

Lejring med 2 stk. H-puder



Lejring med thoraxpølle



Lejring med 2 stk. H-puder



Opstilling/anvendes til lejringen:

VIGTIGT: Når patienten forflyttes fra ekstra leje eller seng til buglejring skal benpladerne være samlet og i lige ud position. Først når patienten er kommet over på lejet og ligger på maven, knækkes lejet så patienten får et knæk ved hoften. Herefter monteres GU-bøjlerne og benstøtterne køres ud til hver sin side.

- Ekstra leje på stuen (skal bruges når patienten skal fra standardlejring til buglejring)
- Lige ud leje med afmonteret hovedgærde
- Spilerdug/handsker
- 1 narkosebøjle + klods dertil
- 2 armborde + 2 stofbleer til armbordene
- 2 stk. sorte små stropper til armene
- 2 stk. stofbleer som lægges mellem patientens arme og stropperne
- 2 H-puder (findes i skab 10 i omladeren)
- 1 thoraxpølle (bruges hvis øverste H-pude er for stor)
- 2 stk. gamle GU-bøjler (findes i skab 10 i omladeren)
- 2 stk. klodser til GU-bøjlerne (findes i skabet på vores egne stuer)
- 2 stk. store gelpuder
- 2 stk. stropper til benene (skal sidde på GU-bøjlerne)
- Tæpper til over patienten