



Vejledning for HALO 60



1. Patienten undersøges endoskopisk. Der skylles med Acetylcystein.
2. HALO 60 kateter monteres på endoskopet, anvend evt. alkohol som smøremiddel. Lad alkoholen fordampe.
3. Endoskop og HALO 60 kateter indføres samtidigt.
4. Der foretages 2 ablationer på det valgte område.
5. Fjern endoskop og kateter.
6. HALO CAP monteres på endoskopet og der skræbes rent i esophagus .
(HALO 60 kateteret kan anvendes til at skrabe, men for bedste resultat anbefales HALO CAP)
7. Gentag ablationer (punkt 2 – 5).
8. Behandlingen afsluttes uden at skrabe.

Ved HALO 60 skal der forefindes flg.:

- HALOFLEX Generator
- HALO 60 Ablationskateter
- HALO CAP
- HALO brugsanvisning (Ablation Procedure worksheet)
- Skylleprøjte med Acetylcystein (Mucomyst)
1% opløsning (ikke saltvand)