

INITIAL LEUKÆMI-DIAGNOSTIK: PRØVETAGNING OG FORSENDELSE

30. marts 2016

Analyse sted	Prøve	Blod	Marv	Forsendelse
Aalborg Patologisk Institut Universitetshospital	Udstryg	10 stk udstryg <i>Kun ved diagnose</i>	8 stk udstryg <i>Ved diagnose, dag 15 og 29 ellers kun ved ordination</i>	Afleveres på Patologisk Institut Aalborg Universitetshospital Ved diagnose laves flow hos vores patologer. Ved kontrolmarv laves den på Vævstypelab på RH
	Koagel		Formalin-glas	
	Biopsi		Formalin-glas	
	Imprint		3 stk udstrygningsglas	
	Markører (flow) <i>Kun ved diagnose!</i>		EDTA-glas 2-5 ml marv	
Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet i København	Markørprofil til MRD Flowcytometri	EDTA-glas 2 x 7,5 ml blod <i>Kun ved diagnose</i>	4 ml EDTA-glas 1-4 ml marv VENDES 10 gange	<i>Bioanalytikerne sender MRD til:</i> Vævstypelab. på RH. Skal sendes ekspres. Vi faxer følgesedler dagen før til Vævstypelab på tlf. nr.: 0 35 39 87 66 Obs! Sendes med kurér, hvis prøven tages fredag!
Bonkolab 5704 Rigshospitalet i København	TPMT	4 ml EDTA blod		<i>Bioanalytiker sender TPMT og DNA index prøver til:</i>
	DNA index Genrearrangement PCR	EDTA – glas 5 ml VENDES 10 gange	EDTA-glas 5 ml marv VENDES 10 gange	Bonkolab 5704 på Rigshospitalet i København Skal sendes ekspres , skal være fremme inden 24 timer Følgeseddel faxes dagen før på fax nr 0 0045 35 45 45 24
HæmoDiagnostisk Laboratorium Aarhus Universitetshospital	Cytogenetik <i>Medieglas til cytogenetik er i køleskabet i medicinrummet.</i>	Heparin-glas 9 ml blod (ved meget små børn kan der nøjes med 2 ml)	2 - 5 ml marv i 2 ml RPMI-medie Tilsat 2 drb. heparin 100 IE/ml (heparin kan tilsættes i afd. før OP)	<i>Sendes med Budstikken til:</i> Aarhus Universitetshospital HæmoDiagnostisk Laboratorium Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus Ring til laboratoriet senest kl 10.00 På tlf. nr.: 0 78 46 73 98 Skal være fremme senest kl. 13.00
Klinisk kemi og farmakologi Akademiske Sjukhuset Uppsala	Biobank	7 ml heparinblod Hvis leucocytaltal er under 50 mmol/l sendes 2 x 7 ml	9 ml Heparin-glas Tilsat 2 ml saltvand og mindst 2 ml marv	<i>Bioanalytiker sender til:</i> Klinisk kemi og farmakologi Indgang 61 Provinllämningen, 2. trappor, Akademiske Sjukhuset SE - 751 85, Uppsala Prøven skal være fremme næste dag. Fax ledsageseddel dagen før på Fax nr.: 0 0046 18553354 Ring altid hvis prøven sendes fredag På tlf. 0 0046 186113746