

CTG - actioncard

CTG - Terminologi – Under fødslen

Forsigtig tolkning ved præmaturitet og i presseperiode.

NB: hyperstimulation ved Oxytocin infusion

CTG klassifikation

- Normal CTG
- Afvigende CTG
- Patologisk CTG
- Præterminal CTG

Normal CTG

Basislinie	Variabilitet Reaktivitet	Decelerationer (>15 slag/min og >15 sek)
<ul style="list-style-type: none">• 110-150 slag/min	<ul style="list-style-type: none">• 5-25 slag/min• Accelerationer (>15 slag/min og > 15 sek)	<ul style="list-style-type: none">• Uniforme• Variable med<ul style="list-style-type: none">▪ varighed <60 sek og▪ slagtab <60 slag/min (ukompliceret)

Afvigende CTG (én afvigende faktor)

Forsæt CTG, overvej at konferere

Basislinie	Variabilitet Reaktivitet	Decelerationer (>15 slag/min og > 15 sek)
<ul style="list-style-type: none">• 100-110 slag/min• 150-170 slag/min• Kortvarig bradykardi (<100, <10 min)	<ul style="list-style-type: none">• >25 slag/min, uden accelerationer• <5 slag/min i >40 min.	<ul style="list-style-type: none">• Variable med<ul style="list-style-type: none">▪ varighed <60 sek og▪ slagtab >60 slag/min (ukompliceret)
<ul style="list-style-type: none">• To eller flere afvigende faktorer = patologisk CTG		

Patologisk CTG (én patologisk faktor)

Skalp pH eller forløsning

Basislinie	Variabilitet Reaktivitet	Decelerationer (>15 slag/min og >15 sek)
<ul style="list-style-type: none">• 150-170 slag/min og nedsat variabilitet• >170 slag/min• Bestående bradykardi (<100, >10 min)	<ul style="list-style-type: none">• <5 slag/min• Sinusoidalt mønster	<ul style="list-style-type: none">• Variable med varighed >60 sek (kompliserede)• Tilbagevendende uniforme sene decelerationer

Præterminal CTG

Sædvanligvis umiddelbar forløsning

Basislinie	Variabilitet Reaktivitet	Decelerationer (>15 slag/min og >15 sek)
<ul style="list-style-type: none">• Fuldstændigt fravær af variabilitet og reaktivitet med eller uden decelerationer eller bradykardi		

15.11.2013

