

BONKOLAB 5704

tlf. +45 35 45 46 52, Fax +45 35 45 45 24

mail: bonkolab@rh.regionh.dk

www.bonkolab.dk

UDFYLDES ALTID	Patientens navn:	Jens Jensen (brug evt. label)	Prøvedato:	30/02-2014
	CPR-nr.:	123456-7890		
	Afdeling:	Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling,		
	Hospital:	Aalborg Universitetshospital,		
	Land:	Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg.		
	Regning sendes til:	Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling,		
EAN-nummer:	57.98.00.32.81.179	Aalborg Universitetshospital, 9000 Aalborg		
	Diagnose:	Mb. Crohn		
	Prøvemateriale:	<input checked="" type="checkbox"/> Blod, <input type="checkbox"/> Knoglemarv, <input type="checkbox"/> Cerebrospinalvæske, <input type="checkbox"/> Pleuravæske, <input type="checkbox"/> Urin, <input type="checkbox"/> Ascitesvæske, <input type="checkbox"/> Andet: _____		

Farmakologiprøver:

- TPMT (Thiopurin methyltransferase) 4 ml EDTA-Blod.
 ery-TPMT - fænotype, enzymaktivitet. Dato for sidste blodtransfusion inden for 8 uger: Ingen.
 TPMT - genotype
- Thiopurinmetabolitter 4 ml (min. 1 ml) EDTA-Blod. Thiopurin tages: morgen middag aften
 ery-6TGN
 ery-6MeMP
 DNA-TGN
- Ery-Methotrexate (MTX) 3 ml (min. 1 ml) EDTA-Blod. MTX tages: morgen middag aften
Sidste MTX indtag/indgift (Skriv dato: _____)
- Asparaginase 3 ml (min. 2 ml)
 Antistoffer (EDTA-Blod)
 Enzymaktivitet (Projekt. Prøven skal holdes på is straks efter prøvetagning og Bonkolab kontaktes). Fuldblod uden antikoagulans (Tørglas).
- Andet: _____
- Evt. projektnavn/kontaktperson: _____

Prøverne sendes til **Bonkolab 5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø**

Prøverne sendes med almindelig post. TPMT-fænotypeprøver skal være laboratoriet i hænde indenfor 24 timer og må derfor om fredagen sendes med kurerpost og efter aftale med Bonkolab.

Biobank:

- Prøve til opbevaring i Biobank
(min. 5 ml. HUSK at angive prøvemateriale og diagnose øverst på rekvisition)

Sygdomsstatus:

Min 5 ml EDTA-marv aspirat, samt 5 ml EDTA-blod.

- Diagnoseprøve (inklusive DNA-index-analyse)
 Kontrol/Behandlingsdag: _____
 Recidivprøve

Kommentar: _____

Prøverne sendes til **Afd. 5054/5051, Pæd. Klin. II, Rigshospitalet, DK-2100 København Ø. att. "Bonkolab"**.

Sendes ved stuetemperatur. Prøverne skal være fremme inden 24 timer.

HUSK at forhåndsmelde prøven på fax til Bonkolab + 45 35 45 45 24.

Prøverne mærkes med hhv. "Marv"/"Blod", samt patientidentifikation og prøvedato.