





Valg af hællancet og fingerlancet

Hællancet	Stikdybde/stiklængde Anbefalet vægt	Anbefalet hællancet
	Barnets vægt: > 3500 g Stikdybde: 2,00 mm Stiklængde: 3,00 mm	Ved bestilling af disse parametre påsamme tid: <ul style="list-style-type: none"> • Kapillær Syre-base • Hæmatologi • Væsketal/CRP • Type/BAC • Evt. Gentamicin • Evt. PKU Dvs. Blodtab > 1300 µl Må ikke benyttes til børn < 1500g
	Barnets vægt: 1500 – 3500 g Stikdybde: 1,00 mm Stiklængde: 2,50 mm	Ved bestilling af en eller flere af disse parametre: <ul style="list-style-type: none"> • Kapillær Syre-base • Hæmatologi • Væsketal/CRP Dvs. Blodtab ca. 1000 µl Ved bestilling af mere end dette benyttes den blå Steriheel
	Barnets vægt: < 1500 g Stikdybde: 0,85 mm Stiklængde: 1,75 mm	Ved bestilling af en eller flere af disse parametre: <ul style="list-style-type: none"> • Kapillær Glucose • Kapillær Syre-base • Hæmatologi • Væsketal/CRP Dvs. Blodtab ca. 1000 µl Ved bestilling af mere end dette benyttes den gule Steriheel
Fingerlancet		
	Stikdybde: 2,00 mm Stiklængde: 1,50 mm	Prøvetagning i finger: Glucose, S/B mm.