




## Valg af hællancet

Hællancet	Stikdybde/stiklængde Anbefalet vægt	Anbefalet hællancet
	Barnets vægt: > 3500 g Stikdybde: 2,00 mm Stiklængde: 3,00 mm	Ved bestilling af disse parametre på samme tid: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kapillær Syre-base</li> <li>•Hæmatologi</li> <li>•Væsketal/CRP</li> <li>•Type/BAC</li> <li>•Evt. Gentamicin</li> <li>•Evt. PKU</li> </ul> Dvs. Blodtab > 1300 µl Må <b>ikke</b> benyttes til børn < 1500g
	Barnets vægt: 1500 – 3500 g Stikdybde: 1,00 mm Stiklængde: 2,50 mm	Ved bestilling af en eller flere af disse parametre: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kapillær Syre-base</li> <li>•Hæmatologi</li> <li>•Væsketal/CRP</li> </ul> Dvs. Blodtab ca. 1000 µl Ved bestilling af mere end dette benyttes den lyserøde Tenderfoot
	Barnets vægt: < 1500 g Stikdybde: 0,85 mm Stiklængde: 1,75 mm	Ved bestilling af en eller flere af disse parametre: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kapillær Glucose</li> <li>•Kapillær Syre-base</li> <li>•Hæmatologi</li> <li>•Væsketal/CRP</li> </ul> Dvs. Blodtab ca. 1000 µl Ved bestilling af mere end dette benyttes den lyserøde og blå Tenderfoot