

OPPAKNING ZOLL X SERIE



Venstre side

Første rum. (rød snip)

BT manchetter.

- Blå
- Kapnograf til tube, monteret

Yderste side lomme

- Rød
- Grøn



Yderste rum (gul snip)

Inderste sidelomme

Ekg – kabler

- Ekstremitets kabel 4 afl.
- Præcordialkabel 12 afl.

Yderste sidelomme

Spo2 måler

- 2 stk. Pediatric Puls Oximeter Adhesive Sensor
- Ekg elektroder



Højre side



Inderste rum (Blå snip)

Stød kabel

I sidelomme

- Voksen HLR elektroder
- Skraber
- Aftørringsklud



Yderste rum (Sort snip)

Højre sidelomme

- Børne HLR elektroder
- Nasal kapnograf

V. Sidelomme

- Modem