

# GU – lejring



## Opstilling/anvendes til lejringen:

- Lige ud leje med afmonteret hovedgærde (spørg narkosen om det kan afmonteres fra start)
- 1 lejelagen
- Spilerdug (bruges hvis narkosen vil have hovedgærdet på fra start)
- Tempur hovedpude + 1 hovedpudebetræk
- 1 narkosebøjle + klods dertil
- 2 armborde + 2 stofbleer til armbordene
- 2 stk. sorte små stropper til armene
- 2 stofbleer som lægges mellem patientens arme og stropperne
- 2 benstøvler + 2 stk. klodser dertil
- Tæpper til over patienten