



Anbefalede systemer til tilberedning og administration af antibiotika i Region Nordjylland pr. december 2022

Systemer til tilberedning af antibiotika jf. udbud fra Indkøbskontoret

A: Klar-til-brug antibiotika fra firmaet

B: Eco-flac® Connect str. M (Vnr. 512702)

C: Codan Spike Swan optrækskanyle (Vnr. 450243) eller
B.Braun Mini-spids m/luerLock t/alm. htg (Vnr.257380)

Systemer til administration af antibiotika

– Infusionssæt med fastmonterede grene

Infusionssæt antibiotika 2 grenet; CODAN Guard 2x I86 spikes (Vnr.403922)
- Kan kobles med 1 pose, udover posen til efterskyld
- Ref.76.3900

Infusionssæt antibiotika 3 grenet; CODAN Guard 3x I86 spikes (Vnr.403923)
- Kan kobles med 2 poser, udover posen til efterskyld
- Ref.76.3907

Infusionssæt antibiotika 4 grenet; CODAN Guard 4x I86 spikes (Vnr.403932)
- Kan kobles med 3 poser, udover posen til efterskyld
- Ref.76.3908

Infusionssæt antibiotika 5 grenet; CODAN Guard 5x I86 spikes (Vnr.403933)
- Kan kobles med 4 poser, udover posen til efterskyld
- Ref.76.3909

Oplysninger om Codan Guard:

Er udstyret med en AirStop filter membran integreret i dråbekammeret, for at forhindre luft i slangen under dråbekammeret

– Infusionssæt uden fastmonterede connectslanger

Infusionssæt m/3 nålefri porte, airstop, pvc fri, 215 cm (Vnr.403786)
- Kan kobles med 2 poser, udover posen til efterskyld
– Ref. A1688

Infusionsslange til antibiotika, Intrafix Primeline Flush (Vnr.433405)
- Løs slange, der kobler med luer-lock til infusionssættet
- Ref. 4110001

Oplysninger om Airstop filter

AirStop filter membran er integreret i dråbekammeret, for at forhindre luft i slangen under dråbekammeret